

## BACKFLUSH HANDLES and NEEDLES



**Janach**  
J3780

Backflush per aspirazione passiva,  
in **titanio blu**

*Passive aspirating backflush,  
**blue titanium** handle*



**Janach**  
J3780.1

Backflush per aspirazione passiva,  
in **titanio viola** (per migliore riconoscibilità  
con punte diverse)

*Passive aspirating backflush,  
**violet titanium** handle  
(for better identification using different tips)*



**Janach**  
J3784

Serbatoio di ricambio J 3780 e J 3780.1  
conf. da 6 pz.

*Silicone reservoir, for J 3780 and J 3780.1  
6 pieces/box*



**Janach**  
J3770

Backflush per aspirazione attiva,  
in **titanio**

*Active aspirating backflush,  
**titanium** handle*



**Janach**  
J3774

Serbatoio di ricambio per J 3770  
conf. da 6 pz.

*Silicone reservoir, for J 3770  
6 pieces/box*

## SERBATOIO/RESERVOIR **DISPOSABLE**

**Janach**  
JD3784



Serbatoio di ricambio J 3780 e J 3780.1  
conf. da 10 pz. sterili, monouso

*Silicone reservoir, for J 3780 and J 3780.1  
**10 sterile pieces/box, disposable***




# BACKFLUSH CANNULE/NEEDLES

conf. da 10 pz. sterili, **monouso**/ 10 sterile pieces/box



## Janach


JD95568



Cannula **20G** x 32 mm, **SOFT TIP**,  
lunghezza silicone 1 mm

Cannula **20G** x 32 mm, silicon length 1 mm,  
**SOFT TIP** (to handle J3770 and J3780)


JD95569



**23G**, lunghezza silicone 2 mm

**23G** x32 mm, silicon length 2 mm, **SOFT TIP**

JD95567



**25G**, lunghezza silicone 1 mm

**25G** x32 mm, silicon length 1 mm, **SOFT TIP**

## Janach


JD95582



Cannula **20G** x32 mm  
per **BACKFLUSH** (non protetta)

Cannula **20G** x 32 mm, for **BACKFLUSH**  
(to handle J3770 and J3780)


JD95589



**23G** x32 mm

**23G** x32 mm

JD95588




**25G** x32 mm

**25G** x32 mm

## Janach

JD95586



Cannula **20G** x 32 mm, **BRUSH SILICONE**,  
lunghezza silicone 1.25 mm

Cannula **20G** x 32 mm, **BRUSH SILICONE**,  
silicon length 1.25 mm (to handle J3770 and J3780)


JD95560



**23G** x 32mm, lunghezza silicone 0.7 mm

**23G** x32 mm, silicon length 0.7 mm

JD95550




**25G** x 32mm, lunghezza silicone 0.7 mm

**25G** x32 mm, silicon length 0.7 mm

## Janach


J3789



Cannula **20G**, **diamantata**, tip in silicone,  
conf. da 5 pz. sterili, **monouso**

**20G** soft tip **diamond dusted** cannula,  
5 sterile pieces/box, **disposable**

J3789.23




**23G**

**23G**

conf. da 5 pz. sterili, **monouso**/ 5 sterile pieces/box


ST1603 D00



Cannula per aspirazione fluidi sottoretinici,  
**20G**, retta, sleeve silicone da 3 mm,  
conf. da 5 pz. sterili, **monouso** \*

**20G** subretinal fluid aspiration cannula,  
straight, 3 mm silicone sleeve,  
5 sterile pieces/box, **disposable** \*


ST1603 F00



Cannula I/A coassiale da **26G**, per **PFCL**,  
sleeve esterno **20 G**, aspirazione 0.40 mm,  
conf. da 5 pz. sterili, **monouso** \*

**26G PFCL** coaxial I/A cannula,  
0.40 mm aspiration port on **20 G** sleeve,  
5 sterile pieces/box, **disposable** \*


M5203



sleeve esterno **23G**,  
conf. da 5 pz. sterili

**23G** sleeve,  
5 sterile pieces/box

M5194



Cannula a doppio calibro per iniezione  
subretinale di **BSS**, **20G**, punta da 0.1 mm,  
confezione singola sterile, **monouso** \*,  
con aspirazione

**20G** dual bore subretinal  
**BSS** injection needle, 0.1 mm tip,  
**1 sterile piece/box, disposable** \*,  
with combined aspiration