

CANNULAS for infusion/aspirating liquids

NEWS

B.Parolini
J2671.3



Cannula per rimozione olio di silicone, **23G**, thin wall, lunghezza 18 mm, **2 fori ovali** 1x0.4 mm, chiusa in punta

23G silicone oil removal cannula. Thin wall, length 18 mm, **dual oval hole** 1 x 0.4 mm, front closed tip


J2671.4



Cannula per rimozione olio di silicone, **23G**, thin wall, lunghezza 18 mm, **foro ovale** 2 x 0.4 mm, chiusa in punta

23G silicone oil removal cannula. Thin wall, length 18 mm, **oval hole** 2 x 0.4 mm, front closed tip


Janach
J2671



Cannula per olio di silicone, retta, **20G**, braccio da 4 cm

20G silicone oil cannula, straight, 4 cm long

Janach
J2672



Cannula per **PFCL**, retta, smussa, **25G** x 23 mm

25G PFCL cannula, straight, blunt, 23 mm long

Janach
J3782



Cannula per **BACKFLUSH 20G**, non protetta, sterilizzabile

20G BACKFLUSH needle, blunt tip, reusable


J3782.23



23G

23G

J3782.25



25G

25G

INFUSION CANNULAS

Magni
J2674



Cannula "SALLUSTIO" **20 G**, braccio 40 mm, 4 fori laterali distali, atraumatica

20 G "SALLUSTIO" cannula, 40 mm needle, 4 lateral distal ports, atraumatic

J2674.1



25G

25G


J2674.2



23G

23G

Janach
J4930.2



Cannula da infusione fluidi, da 5.0 mm, **20G**, sterilizzabile



20G fluid infusion cannula, 5.0 mm, reusable